

ProCare

Med 30 P

Agente neutralizante à base de ácido inorgânico

Instruções de utilização

Aplicação

O ProCare Med 30 P é um ácido neutralizador para máquinas de lavar e desinfetar após limpeza alcalina automática de dispositivos médicos reutilizáveis, invasivos e não invasivos, termoestáveis, tais como instrumentos e utensílios cirúrgicos.

Propriedades

O ProCare Med 30 P é um neutralizador ácido com as seguintes propriedades:

- Remove suavemente resíduos alcalinos de itens reprocessados
- Pode prolongar a vida útil dos instrumentos, evitando manchas nos itens reprocessados com detergentes alcalinos. Estas manchas podem causar, mais tarde no ciclo de reprocessamento, danos irreversíveis nos materiais, por exemplo, na esterilização.
- Livre de tensoativos

Compatibilidade de materiais

Adequado para aço inoxidável, materiais plásticos, vidro e cerâmica. Não compatível com alumínio (anodizado) e zinco.

Para saber sobre materiais não mencionados acima, contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

Dosagem e aplicação

A dosagem ideal depende principalmente da quantidade de resíduos alcalinos. Garanta a drenagem completa do líquido de lavagem antes da neutralização.

Na prática, a fase de neutralização com dosagem de 1 a 3 mL/L proporciona bons resultados com um mínimo de 1 min após a lavagem com o ProCare Med 10 A. Por favor, consulte as instruções de utilização do ProCare Med 10 A para obter mais informações. Garanta uma lavagem apropriada após a neutralização com o ProCare Med 30 P durante pelo menos 1 min. para garantir que nenhum resíduo é deixado nos itens reprocessados e para evitar a corrosão.

As máquinas de lavar e desinfetar da Miele e Steelco são fornecidas com informações específicas sobre os ciclos completos do programa para diferentes disciplinas médicas nas suas respetivas instruções de uso.

Atenção!

Para o reprocessamento de materiais anestésicos e instrumentos oftálmicos, é recomendada a utilização do ProCare Med 30 C. • Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • O reprocessamento deve cumprir todos os decretos de acordo com os regulamentos dos dispositivos médicos e deve ser executado com processos apropriados e validados. • Em conformidade com as diretivas nacionais e/ou com a norma EN ISO 15883, é necessária uma qualificação de desempenho. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, no que diz respeito às disposições da norma ISO 17664. • Deve seguir as instruções de funcionamento relativas às máquinas de lavar e desinfetar da Miele/Steelco. • Para a utilização em máquinas de desinfetar que não sejam fornecidas pela Miele/Steelco, consulte o manual de instruções e indicações do fabricante da máquina de lavar e desinfetar.

ProCare

Med 30 P

Agente neutralizante à base de ácido inorgânico

Dados técnicos

Densidade (concentrado): 1.1 g/mL

Valor de pH (solução a 1% em água desmineralizada): aprox. 2.3

Aparência (concentrado): transparente, incolor

Ingredientes

Ácido inorgânico

Transporte e armazenamento

Armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

Informações sobre eliminação e reciclagem

Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais.

Para a eliminação de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.

Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho, consulte a ficha de dados de segurança.

Marcação CE

O ProCare Med 30 P cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Disponibilidade

Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.

Dados de contacto**Alemanha**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa Lda.
Av. do Forte, n°5
2790-073 CARNAXIDE
Tel. +351 21 4248-100
Fax +351 21 4248-109
professional@miele.pt
professionalservice@miele.pt
www.miele.pt/professional

Itália

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante**Suíça**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch