

Miele PG 8583 AE WW AD LD

Tisztító és fertőtlenítő laboratóriumi mosogatógép

Méret: ma. 835 (820) mm, szé. 600mm, mé.
600 mm;

Elektromos fűtésű, 1-ajtós kivitel

Kapacitás: 128 laborüveg / 98 pipetta

Mosási hőmérséklet szabályozható, max. 95
C°, előre meghatározott ideig

Hideg-, meleg- és ioncserélt vizes csatlakozás
(3/4" külső menetes)

Szennyvíz csatlakozás: 25 mm átmérő

Hasznos kamratérfogat: kb. 125 liter

Hőmérséklet ellenőrzés dupla érzékelővel

Elektromos, biztonsági ajtózáras, automatikus, vagy manuális ajtónyitás szárítástámogatással, ami az
ajtót a program végén kb 10 cm távolságra nyitja

13 standard mosogató programmal és 2 szabad programmal;

Magyar nyelvű LCD kijelző, melyen a folyamat egyszerűen nyomon követhető, érintőgombos kezelés

Automatikus hibaészlelés és kijelzés

Dupla mosószintes nemesacél mosótér;

Nemesacél kivitel – kívül AISI 304, kamra és mosókarok AISI 316L;

Frissvíz rendszer;

Vízfogyasztás: 9-12 liter fázisonként, program és beállítás függően

Fűtőtank teljesítménye: 8,5 kW



MIELE közvetlen csatlakozási rendszer;

2 x DOS folyékony vegyszeradagolóval, lúgos, vagy savas szerek adagolásához

Mosószer adagolók programozhatók, minimum szint érzékelővel, riasztással üres tartály esetén

Beépített pára és gőzkondenzátor

Soros port a folyamatdokumentáláshoz (RS 232), USB lehetőség Segosoft USB megoldással

Külső nyomtató csatlakozás (SST)

Automatikus hibajelző rendszer belső víznyomás szenzorral, mosókar forgás érzékeléssel, dupla hőmérséklet érzékelővel

Változó fordulatszámú cirkulációs szivattyú, Qmax. 500 l/perc

Mosogatási paraméterek változtathatók

4 x-es szűrőrendszer

Beépített, vezérelt vízlágyító egység 18000 equivalens liter kapacitással (WES)

Regeneráló sótartály az ajtóba építve

Hangszint: max. 52 dB (A)

Modulrendszerű belső tér, ahol az alsó/felső kocsikon belül szabadon betehető/eltávolíthatók a különböző modulok, valamint általános betétek.

Tartozékok:

1 db üres alsó kocsi

1 db üres felső kocsi

3 db ½ rozsdamentes kosár, 6 db ¼ fedéllel különböző eszközökhöz

1 db 1/1 betét petricsészéknek

2 db rozsdamentes acél, zárható szegmensbetét 165 mm hosszú kémcsövek befogadására

1 db ½ betét 210 db tárgylemez elhelyezésére



2 db rozsdamentes kosár általános használatra, szélesszájú eszközök elhelyezésére

2 db rozsdamentes vízelőkészítő, kevertágyas gyanta patron, 1 db külső vezetőképesség mérővel, az utolsó öblítéshez szükséges, demineralizált öblítő víz előállításához

Induló vegyszer készlet: 2 x 5 liter tisztító-, 2 x 5 liter semlegesítőszer, 8 x 1,5 kg regeneráló só